

Adhesive cleaning pad for cleaning dental instruments during a procedure

Tampon de nettoyage adhésif pour le nettoyage instruments dentaires pendant une procédure

Almohadilla de limpieza adhesiva para limpiar instrumentos dentales durante un procedimiento

- One-hand usage without assistance
 - Always in immediate working area
 - Outside of patient focus
 - Handy, time saving, individual
 - More efficient option than cotton pads, cleaning tissues, woven gauze swabs, etc.
-
- Utilisation d'une seule main sans assistance
 - Toujours dans la zone de travail immédiate
 - En dehors de l'attention du patient
 - Pratique, gain de temps, individuel
 - Option plus efficace que les tampons de coton, lingettes de nettoyage, compresses de gaze tissée, etc.
-
- Uso con una sola mano sin ayuda
 - Siempre en el área de trabajo inmediata
 - Fuera del enfoque del paciente
 - Práctico, ahorro de tiempo, individual
 - Opción más eficiente que las almohadillas de algodón, toallitas de limpieza, gasas tejidas, etc.

Choose your preferred placement option!

Choisissez votre option de placement préférée !

¡Elige tu opción de colocación preferida!



The thumb
Le pouce
El pulgar



The instrument
L'instrument
El instrumento



Side of the hand
Côté de la main
Lado de la mano



Back of the hand
Le dos de la main
Detrás de la mano



Heel of the hand
Talon de la main
Talón de la mano



Palm of the hand
Paume de la main
Palma de la mano



Distributed By:
Hager Worldwide, Inc.
441 19th Street SE
Hickory, NC 28602
(800) 328-2335

Fit-N-Swipe CLEAN



D24860525101

REF 605 251

Fit-N-Swipe DRY



D24860525202

REF 605 252



Patent Pending
MED-RAS GmbH
Eichenallee 8H
21521 Wohltorf, Germany



See the Fit-N-Swipe in Action!

Fit-N-Swipe

Adhesive cleaning pad for cleaning dental instruments during a procedure



Fit-N-Swipe
CLEAN
(White Pad)



Fit-N-Swipe
DRY
(Blue Pad)

50

single-use pads
tampons à usage unique
almohadillas de un solo uso



(800) 328-2335 | www.hagerworldwide.com



Fit-N-Swipe Clean

Adhesive cleaning pad for clean instruments

Tampon de nettoyage adhésif pour des instruments propres

Almohadilla de limpieza adhesiva para instrumentos limpios

- Unique microfiber with high retention capacity
- Quickly and easily remove debris with one swipe!
- Microfibre unique à haute capacité de rétention
- Enlevez rapidement et facilement les débris d'un seul coup !
- Microfibrá única con alta capacidad de retención
- ¡Elimine rápida y fácilmente los desechos con un solo golpe!

605251	Fit-N-Swipe, Clean (white)	50 pads
605251	Fit-N-Swipe, propre (blanc)	50 tampons
605251	Fit-N-Swipe, limpia (blanca)	50 almohadillas



Fit-N-Swipe Dry

Adhesive drying pad for crystal clear mouth mirrors

Coussin de séchage adhésif pour miroirs buccaux cristallins

Almohadilla de secado adhesiva para espejos bucales cristalinos

- Unique multi-layered fabric
- Removes even greasy or oily contaminants without streaking
- Tissu multicouche unique
- Élimine même les contaminants gras ou huileux sans laisser de traces
- Tejido único de varias capas.
- Elimina incluso los contaminantes grasos o aceitosos sin dejar rayas

605252	Fit-N-Swipe, Dry (blue)	50 pads
605251	Fit-N-Swipe, sec (bleu)	50 tampons
605251	Fit-N-Swipe, seca (azul)	50 almohadillas

Instructions for use



Sterilization:

Pads are **NOT STERILE** and can be sterilised in a certified autoclave according to instructions for textiles materials **BEFORE APPLIANCE**

Stérilisation:

Les tampons ne sont **PAS STÉRILES** et peut être stérilisé dans un autoclave certifié selon les instructions pour les matériaux textiles **AVANT L'APPAREIL**

Esterilización:

Las almohadillas **NO ESTÁN ESTÉRILES** y puede esterilizarse en un autoclave certificado de acuerdo con las instrucciones para materiales textiles **ANTES DEL APARATO**



Method	Process	Temperature	Min. Holding Times	Drying Times
Hot Steam	Vacuum Process	132°	4 minutes	20 minutes
	Fractionated Pre-vacuum	135°	3 minutes	



Removal of the silicon paper with gloves:

- First bend the Pads for better removal
- DO NOT touch adhesive surface – unintentional extensive contact of the adhesive surface significantly reduces bond

Retrait du papier siliconé avec des gants :

- Pliez d'abord les coussinets pour un meilleur retrait
- NE PAS toucher la surface adhésive - un contact étendu involontaire de la surface adhésive réduit considérablement l'adhérence

Retirada del papel siliconado con guantes:

- Primero doble las almohadillas para una mejor remoción
- NO toque la superficie adhesiva: el contacto extensivo involuntario de la superficie adhesiva reduce significativamente la unión

Positioning of the Pads:

- Pad must be firmly pressed - pad sticks only once – if changing the position pad must be replaced by a new one
- **DO NOT** glue Pad directly onto the skin, glue is not tested dermatologically
- All surfaces (gloves/rubber dam) where pads should be stuck on **HAVE TO BE ABSOLUTELY DRY**
- Any disinfectant or soap on rubber dam or gloves must be removed before application of the Pad - depending on the kind of disinfectant or soap used, the sticking strength can be reduced due to change of the surface property of the rubber dam or the glove material

Positionnement des Pads :

- Le tampon doit être fermement pressé - le tampon ne colle qu'une seule fois - en cas de changement de position, le tampon doit être remplacé par un neuf
- **NE PAS** coller le tampon directement sur la peau, la colle n'a pas été testée dermatologiquement
- Toutes les surfaces (gants/digue en caoutchouc) sur lesquelles les coussinets doivent être collés **DOIVENT ÊTRE ABSOLUMENT SÈCHES**
- Tout désinfectant ou savon sur la digue en caoutchouc ou les gants doit être retiré avant l'application du tampon - selon le type de désinfectant ou de savon utilisé, la force d'adhérence peut être réduite en raison du changement de la propriété de surface de la digue en caoutchouc ou du matériau du gant

Posicionamiento de las almohadillas:

- La almohadilla debe estar firmemente presionada - la almohadilla se pega solo una vez - si cambia la posición, la almohadilla debe ser reemplazada por una nueva
- **NO** pegue la almohadilla directamente sobre la piel, el pegamento no está probado dermatológicamente
- Todas las superficies (guantes/dique de goma) donde se deben pegar las almohadillas **DEBEN ESTAR ABSOLUTAMENTE SECAS**
- Cualquier desinfectante o jabón que se encuentre en el dique de goma o en los guantes debe quitarse antes de aplicar la almohadilla; según el tipo de desinfectante o jabón que se use, la fuerza de adherencia puede reducirse debido al cambio de la propiedad superficial del dique de goma o del material del guante

Adhesion on the gloves:

- The adhesion is approved on Vinyl, Nitrile and Latex gloves powdered and un-powdered – if for any reason the bonding should be reduced due to specific production processes of the gloves we kindly ask you to contact the provider of the pads for further assistance

Adhérence sur les gants :

- L'adhérence est approuvée sur les gants en vinyle, nitrile et latex poudrés et non poudrés - si pour une raison quelconque l'adhérence devait être réduite en raison de processus de production spécifiques des gants, nous vous prions de contacter le fournisseur des coussinets pour plus d'assistance.

Adhesión en los guantes:

- La adherencia está aprobada en guantes de vinilo, nitrilo y látex con y sin polvo; si por alguna razón la adherencia debe reducirse debido a procesos de producción específicos de los guantes, le rogamos que se comuniquen con el proveedor de las almohadillas para obtener más ayuda.